



Ultradental

FICHA TÉCNICA

Versión: 1

Fecha: octubre 1 de 2018

Código: FT-GT-054

NOMBRE DEL PRODUCTO:

**ONE COAT 7.0
UNIVERSAL / ONE
COAT 7.0**

REF:

varias

**NOMBRE
GENÉRICO:**

**ADHESIVO
FOTOPOLIMERIZABLE
o DE AUTOCURADO
(+ ACTIVADOR)**



DATOS GENERALES:

PRESENTACION:

One Coat /.0: FRASCO X 5ml
KIT
One Coat 7.0 Activador: frasco x
3ml

FABRICANTE:

COLTENE/ WHALEDENT AG
SUIZA

IMPORTADO POR:

ULTRADENTAL S.A.S.
COTA, CUNDINAMARCA,
COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2015DM-0013840

**FECHA VENCIMIENTO DEL
REGISTRO SANITARIO:**

26 DE OCTUBRE DE 2025

CLASIFICACION DE RIESGO:

Ila

TIPO DISPOSITIVO:

INVASIVO

VIDA UTIL:

2 Años

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura
de 4 a 8°C

DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:

COMPOSICION:

ONE COAT 7 UNIVERSAL:
HIDROXIETIL METACRILATO, ETANOL, SOLUCION A
METACRILATOLOXIDECILO - DIHIDROGENO FOSFATO
AGUA, INHIBIDOR, INICIADOR, ACELERADOR, OXIDO DE
SILICONA

ONE COAT 7.0
ETANOL
AGUA
INICIADOR

USOS:

1. UNION PARA TECNICAS DE RESTAURACION ADHESIVA.
2. FIJACION ADHESIVA DE MATERIALES COMPUESTOS Y COMPOMEROS EN EL ESMALTE Y LA DENTINA.
3. FIJACION ADHESIVA DE RESTAURACIONES CERAMICAS Y COMPUESTAS EN EL ESMALTE Y LA DENTINA
4. MATERIAL COMPUESTO EN CERAMICA, MATERIAL COMPUESTO, METAL Y AMALGAMA.
5. SELLANTE DE DENTINA

CONTRAINDICACIONES:

1. Alergia a algún componente del producto
2. Pacientes con mala higiene oral

EFECTOS SECUNDARIOS

Los componentes del producto pueden llevar a una sensibilización en personas con especial predisposición.

MODO DE EMPLEO:

Ver instrucciones de Uso

APROBADO POR:

NOMBRE:

PATRICIA RESTREPO OCHOA

CARGO:

DIRECTORA TECNICA