



**Ultradental**

**FICHA TÉCNICA**

**Versión: 0**

**Fecha: Agosto 1 de 2018**

**Código: FT-GT-006**

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**

**ETCHANT GEL S**

**REF:**

**3227**

**NOMBRE GENERICO:**

**DESMINERALIZANTE**



**DATOS GENERALES:**

**PRESENTACION:**

**JERINGA POR 2.5 ml  
INSTRUCCIONES DE USO**

**FABRICANTE:**

**COLTENE/ WHALEDENT AG  
SUIZA**

**IMPORTADO POR:**

**ULTRADENTAL S.A.S.  
COTA, CUNDINAMARCA,  
COLOMBIA**

**REGISTRO SANITARIO:**

**INVIMA 2018DM-0018204**

**FECHA VENCIMIENTO DEL  
REGISTRO SANITARIO:**

**25 DE JUNIO 2028**

**CLASIFICACION DE RIESGO:**

**Ila**

**TIPO DE DISPOSITIVO:**

**INVASIVO**

**VIDA UTIL:**

**3 AÑOS**

**ALMACENAMIENTO**

**Almacenar a una temperatura  
de 4 - 23°C ± 5**

**DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:**

**COMPOSICION:**

**Ácido fosfórico al 35%, Agua, Óxido de Silicio, Éter de Polietilenglicol, Pigmento azul**

**USOS:**

- **Cauterización del diente en la técnica de Restauración Adhesiva**

**CONTRAINDICACIONES:**

- **Evitar el contacto con la gingiva o con los dientes contiguos.**
- **Alergia al componente del producto.**
- **Pacientes con mala higiene oral.**

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS**

- **Enjuagar con abundante agua durante 10 a 15 minutos.**
- **Consultar a un oftalmólogo para el diagnóstico y tratamiento posterior**

**TIEMPO CLINICO DE APLICACIÓN DEL  
ETCHANT GEL S**

**15 segundos**

**APROBADO POR:**

**NOMBRE:**

**PATRICIA RESTREPO OCHOA**

**CARGO:**

**DIRECTORA TECNICA**