



Ultradental

FICHA TÉCNICA

Versión: 1

Fecha: octubre 1 de 2018

Código: FT-GT-062

NOMBRE DEL PRODUCTO:

BRILLIANT EVERGLOW COMPOSITE HIBRIDO

REF:

VARIAS

NOMBRE GENERICO:

RESINA HIBRIDA



DATOS GENERALES:

PRESENTACION:

JERINGA X 4 g  
KIT X 7 JERINGAS

FABRICANTE:

COLTENE AG, SUIZA

IMPORTADO POR:

ULTRADENTAL S.A.S.  
COTA, CUNDINAMARCA,  
COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2018DM-0017481

FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:

6 de octubre de 2026

CLASIFICACION DE RIESGO:

Ila (Invasivo)

VIDA ÚTIL:

3 AÑOS

ALMACENAMIENTO

Almacenar: 4°C a 8°C (kit)  
Jeringa de 4°C a 23°C ± 5

DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:

COMPOSICION:

BISFENOL-A-DIGLICIDIL-METACRILATO, BISFENOL-A-DIETOXI METACRILATO, TRIETILENGLICOL DIMETACRILATO VIDRIO DE BARIO, SILICE AMORFA, ÓXIDO DE ZINC, FOTO INICIADORES PIGMENTOS

DATOS TÉCNICOS

- Resina fotopolimerizante completamente de nano relleno de ultima tecnología con partículas submicrónicas para ser utilizada en restauraciones en anteriores y posteriores.
- Tamaño de partícula de 20 nanómetros con contracción volumétrica de 1.85%.
- Distribución de las partículas de relleno 0,02 µm– 1,5 µm
- Contenido de relleno inorgánico por volumen: 56%
- Contenido de relleno inorgánico por peso: 74%
- Las aglomeraciones de nanopartículas permiten excelente pulido y retención de brillo por mas tiempo, mayor fuerza, durabilidad y fluorescencia.

USOS:

LOS TONOS UNIVERSALES BRILLIANT EVERGLOW BLEACH (BL), A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, Y A4/C4 ESTAN INDICADAS PARA:

- OBTURACIÓN DIRECTA DE CAVIDADES DE CLASE I, II, IV, V.
- ADHESION Y REPARACIÓN DE RESTAURACIONES DE CERAMICA Y COMPOSITE.

LOS TONOS TRANSLUCIDOS BRILLIANT EVERGLOW TRANSLUCENT (TRANS) Y BLEACH TRANSLUCENT (BL TRANS) ESTÁN INDICADOS PARA:

- CORRECCIONES DE FORMA Y COLOR PARA MEJORAR LA ESTETICA INDIVIDUAL
- RECONSTRUCCIÓN DE LOS BORDES INCISALES
- ADHESION Y REPARACIÓN DE RESTAURACIONES DE CERAMICA Y COMPOSITE

LOS TONOS OPACOS BRILLIANT EVER GLOW OPAQUE BLEACH (OBL). OPAQUE: A1(OA1) Y OPAQUE A3 (OA3) ESTÁN INDICADOS PARA:

- CORRECCIONES ESTÉTICAS
- ENMASCARAMIENTO DE ZONAS OSCURAS
- MODELADO DE NÚCLEO DE DENTINA

APROBADO POR:

NOMBRE:

PATRICIA RESTREPO OCHOA

CARGO:

DIRECTORA TECNICA