
		FICHA TÉCNICA			Versión: 1		
					Fecha: noviembre 1 de 2018		
					Código: FT-GT-071		
NOMBRE DEL PRODUCTO:	SILICONA PRESIDENT THE ORIGINAL	REF:	VARIAS	NOMBRE GENE RICO:	SILICONA DE ADICION		
				DATOS GENERALES:			
				PRESENTACION:	60019938 LIGHT BODY CARTUCHOS 2X50ml 60019937 XTRA LIGHT BODY CARTUCHOS 2X50ml 1 CARTUCHO LIGHT BODY X 50ML 1 CARTUCHO REGULAR BODY X 50ML 60019939 REGULAR BODY CARTUCHOS 2X50ml 60019944 PUTTY SOFT 2X300mL 60021947 PUTTY SOFT 2X150mL PUNTAS MEZCLADORAS BOLSA X 48 PUNTAS INTRAORALES caja X 96 PUNTAS MEZCLADORAS UNIVERSALES RANGO 1 A 100 UNIDADES		
				FABRICANTE:	COLTENE/WHALEDENT AG SUIZA		
				IMPORTADO POR:	ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA		
				ACTUAL REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2016DM-0014909		
				FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:	JULIO 10 DE 2026		
				CLASIFICACION DE RIESGO:	IIa		
				TIPO DE DISPOSITIVO:	INVASIVO		
				VIDA UTIL:	3 años		
				ALMACENAMIENTO	Almacenar a una temperatura de 4 a 23°C ± 5		
				DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:			
COMPOSICION:	ORGANOPOLY SILOXANES; (ver registro sanitario)						
USOS:	1. MATERIAL DE IMPRESION PARA IMPRESIONES DE TRANSFERENCIA EN LA TECNICA DE DOBLE MEZCLA; 2. MATERIAL DE CUBETA PARA LA TECNICA DE IMPRESIÓN CORRECTIVA; 3. MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA SOBRE IMPRESIONES EN LA TECNICA DE IMPRESION DEL DOBLE ARCO. 4. IMPRESIÓN DE FIJACIÓN /IMPRESIONES PICK - UP. 5. IMPRESIONES PARA TODAS LAS CORONAS, PUENTES, INLAYS, ONLAYS E IMPLANTES (UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE CURACIÓN Y CUANDO SE PUEDE REALIZAR LA TOMA DE IMPRESIÓN)						
CONTRAINDICACIONES:	VER INSTRUCCIONES DE USO						
MODO DE EMPLEO:	VER INSTRUCCIONES DE USO						
APROBADO POR:	NOMBRE:	PATRICIA RESTREPO OCHOA					
	CARGO:	DIRECTORA TECNICA					