



Ultradental

FICHA TÉCNICA

Versión: 0

Fecha: Febrero 1 de 2019

Código: FT-GT-011

NOMBRE DEL PRODUCTO:

SILICONA SPEEDEX

REF:

VARIAS

NOMBRE GENERICO:

SILICONA DE CONDENSACION



DATOS GENERALES:

PRESENTACION:

TRIAL KIT:  
SPEEDEX PUTTY 1 X200 ML,  
SPEEDEX LIGHT BODY 1 X60ML,  
ACTIVADOR UNIVERSAL 1 X40ML

KIT PROFESIONAL Y/O INDIVIDUAL:  
SPEEDEX PUTTY X910 ML,  
SPEEDEX LIGHT BODYIXI40ML,  
ACTIVADOR UNIVERSALX60ML,

FABRICANTE:

COLTENE/ WHALEDENT AG  
SUIZA

IMPORTADO POR:

ULTRADENTAL S.A.S.  
COTA, CUNDINAMARCA,  
COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2019DM-0003677-R1

FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:

ENERO 24 DE 2029

CLASIFICACION DE RIESGO:

Ila

TIPO DE DISPOSITIVO:

INVASIVO DE USO TRANSITORIO

VIDA UTIL:

3 años

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura de 4C a 23°C ± 5

DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:

COMPOSICION:

**SPEEDEX PUTTY (MASILLA):** ORGANO POLISILOXANO, PARAFINA, ALMIDON DE MAIZ, OXIDOS DE SILICIO, SILICATOS DE CALCIO, AROMA,  
**SPEEDEX LIGHT BODY (VISCOSIDAD LIVIANA):** ORGANO POLISILOXANO, SURFACTANTE, OXIDOS DE SILICIO, PIGMENTOS,  
**SPEEDEX MEDIUM (MEDIANO):** ORGANO POLISILOXANO, SURFACTANTE, OXIDOS DE SILICIO, SILICATOS DE CALCIO,  
**SPEEDEX UNIVERSAL ACTIVADOR:** DIALKIL DICARBOXILATO, ALQUIL SILICATO, PARAFINA, OXIDOS DE SILICE, PIGMENTOS

USOS:

INDICADO PARA LA TECNICA DE IMPRESION MONOFASICA, COMO MATERIAL LIVIANO PARA LA TÉCNICA DE IMPRESIÓN DE MASILLA LIVIANA, COMO JERINGA Y TAMBIEN COMO MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA REAJUSTES.

CONTRAINDICACIONES:

Hasta el momento no se conoce ningún efecto secundario.  
Alergia algún componente.  
En el caso de que el catalizador entrara en contacto con los ojos, lave con abundante agua y acuda al especialista.

MODO DE EMPLEO:

VER INSTRUCCIONES DE USO

APROBADO POR:

NOMBRE: PATRICIA RESTREPO OCHOA

CARGO: DIRECTORA TECNICA