

		<b>FICHA TÉCNICA</b>			<b>Versión: 1</b>	
					<b>Fecha: noviembre 1 de 2018</b>	
					<b>Código: FT-GT-113</b>	
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>CONOS DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE MARCA HYGENIC, COLTENE</b>	<b>REF:</b>	<b>H09035</b>	<b>NOMBRE GENERICO:</b>	<b>CONOS DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE</b>	
				<b>DATOS GENERALES:</b>		
				<b>PRESENTACION:</b>	<b>CAJA X 100 CONOS</b>	
				<b>FABRICANTES:</b>	<b>COLTENE/ WHALEDENT INC, y GmbH US.A., y ALEMANIA</b>	
				<b>IMPORTADO POR:</b>	<b>ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA</b>	
				<b>REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>INVIMA 2017DM-0016006</b>	
				<b>FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>MARZO 14 DE 2027</b>	
				<b>CLASIFICACION DE RIESGO:</b>	<b>Ila</b>	
				<b>VIDA UTIL:</b>	<b>5 años</b>	
				<b>TIPO DE DISPOSITIVO:</b>	<b>INVASIVO</b>	
				<b>ALMACENAMIENTO</b>	<b>Almacenar a una temperatura de 4 - 23C + 5</b>	
<b>DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:</b>						
<b>COMPOSICION:</b>	<b>ÓXIDO DE ZINC, GUTTA PERCHA, SULFATO DE BARIO, DIÓXIDO DE TITANIO, BISFENOL POLIBUTILADO, FD&amp;C AMARILLO 5, SON PUNTAS SÓLIDAS DE ELASTÓMERO TERMOPLASTICO FABRICADOS EN VARIOS TAMAÑOS, CÓNICOS Y COLORES.</b>					
<b>USOS:</b>	<b>LA GUTAPERCHA ESTÁ DESTINADA A SER USADA COMO UN MATERIAL PARA OBTRURAR LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL CANAL Y REEMPLAZAR LA PULPA EXTRAÍDA DURANTE UN TRATAMIENTO DE CONDUCTO. SE UTILIZA COMO PROTECCIÓN CONTRA LA FILTRACIÓN APICAL Y CORONAL COMO TAMBIÉN PARA EVITAR UNA INFECCIÓN SECUNDARIA.</b>					
<b>CONTRAINDICACIONES:</b>	<b>Alergia a algún componente del producto</b>					
<b>APROBADO POR:</b>	<b>NOMBRE:</b>	<b>PATRICIA RESTREPO OCHOA</b>				
	<b>CARGO:</b>	<b>DIRECTORA TECNICA</b>				