

		<b>FICHA TECNICA</b>			Versión: 0	
					Fecha: septiembre 15 de 2023	
					Código: FT-GT-135	
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>TELA DE CAUCHO HYSOLATE</b>	REF:	60034441 (5x5 AZUL MEDIUM) 60034442 (6x6 AZUL MEDIUM)	<b>NOMBRE GENERICO:</b>	<b>DIQUE DENTAL (TELA DE CAUCHO)</b>	
			<b>DATOS GENERALES:</b>			
			<b>PRESENTACION:</b>		TELA DE CAUCHO HYSOLATE 5x5 AZUL MEDIUM CAJA x 52 (127 mm x 127 mm)	
					TELA DE CAUCHO HYSOLATE 6x6 AZUL MEDIUM CAJA x 36 (152 mm x 152 mm)	
			<b>FABRICANTE:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DENT4YOU AG con domicilio en SUIZA</li> <li>• THE HYGIENIC CORPORATION con domicilio en MALASIA</li> </ul>	
			<b>IMPORTADO POR:</b>		ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA	
			<b>REGISTRO SANITARIO:</b>		INVIMA 2023DM-0027497	
			<b>FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:</b>		24 de agosto de 2033	
			<b>CLASIFICACION DE RIESGO:</b>		IIa	
			<b>TIPO DE DISPOSITIVO:</b>		NO INVASIVO	
			<b>ALMACENAMIENTO</b>		Almacenar un lugar fresco, alejado de la luz directa, entre 0°C a 32°C.	
<b>DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:</b>						
<b>COMPOSICION:</b>			Látex de caucho natural puro: 100%			
<b>USOS:</b>			Facilita el tratamiento dental al aislar el diente del resto de la cavidad oral, incluida la saliva, que puede crear complicaciones durante un procedimiento si se deja expuesto. El uso de un sistema Dental Dam se considera rutinario en un programa de control de infecciones.			
<b>CONTRAINDICACIONES:</b>			Alergia a algún componente del producto.			
<b>VENTAJAS CLÍNICAS:</b>			<p>El uso del Dental Dam tiene las siguientes ventajas clínicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visibilidad aumentada a través del aislamiento del diente/los dientes.</li> <li>• Menor riesgo de que el paciente aspire o se trague instrumentos, restos de dientes, medicamentos o soluciones irrigadoras.</li> <li>• Creación de un área de trabajo seca.</li> <li>• Protección del tejido blando frente al contacto con los instrumentos.</li> <li>• Barrera para el control de las infecciones.</li> </ul>			
 <a href="http://www.coltene.com">www.coltene.com</a>			Consulte las instrucciones de uso electrónicas - Indica que es necesario que el usuario consulte las instrucciones de uso.			
<b>APROBADO POR:</b>		<b>NOMBRE:</b>		<b>PATRICIA RESTREPO OCHOA</b>		
		<b>CARGO:</b>		<b>DIRECTORA TECNICA</b>		