| ##PM | | Versión: 0 Fecha: septiembre 25 de 2023 | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---------------------|---|--|
| I II+c | Fecha: septiembre 25 de 2023 | | | | | |
| Ultradental | | FICHA TECNICA C | | CA | Código: FT-GT-137 | |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | TENAX DRILLS | REF: | Varias | NOMBRE GENERICO: | FRESA PARA USO EN ENDODONCIA | |
| | | | DATOS GENERALES: | | | |
| TENAX DRILLS CONTENTS: 3 DRILLS Internation to the attraction of t | | PRESENTACION: | | CION: | CAJA X 3 | |
| | | 1 | FABRICANTE: | | COLTENE/ WHALEDENT INC ESTADOS UNIDOS | |
| | | Í | IMPORTADO POR: | | ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA | |
| | | A | REGISTRO | SANITARIO: | INVIMA 2016-0015666 | |
| | | 1 | FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO: | | EL Diciembre 19 de 2026 | |
| | | Ų. | CLASIFICA(RIESGO: | CION DE | IIa | |
| DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO: | | | | | | |
| COMPOSICION: | | | Acero inoxidable | | | |
| USOS: | | | Las fresas Tenax son utilizadas para preparación del conducto radicular con el fin de generar espacio para la cementación de los postes del sistema Tenax. Estas fresas están disponibles en diferentes tamaños. | | | |
| APROBADO POR: | | | NOMBRE: CARGO: | | PATRICIA RESTREPO OCHOA DIRECTORA TECNICA | |