



Ultradental

FICHA TECNICA EQUIPO

NOMBRE DEL PRODUCTO:	TANDA PRO B AUTOCLAVE 18L	REF:	10.02.01.01.13	NOMBRE GENERICO:	Autoclave/ esterilizador de vapor
REGISTRO SANITARIO:			INVIMA 2020DM-0022594		
Fecha de vencimiento registro sanitario:			Diciembre 10 de 2030		
Clasificación de riesgo:			IIA		
Código UDI-DI			06971246891094		
IMPORTADOR:			ULTRADENTAL S.A.S.		
DIRECCIÓN:			Autopista Medellín km 3 Parque Industrial Portos Sabana 80, Bodega 34, Cota, Cundinamarca, Colombia PBX: 3336026073		
FABRICANTE:			NINGBO JIANGBEI WOSON MEDICAL INSTRUMENT CO.LTD CON DOMICILIO EN CHINA		
OBSERVACIONES:			LEER EL MANUAL COMPLETO ANTES DE USAR EL EQUIPO		
CLASIFICACIÓN AUTOCLAVE			CLASE B		
INDICACIONES DE USO SEGÚN MANUAL DEL USUARIO:			Aplicación a todos los productos envueltos o no envueltos, sólidos, de carga hueca tipo A y productos porosos o artículos relacionados. Este esterilizador puede ser utilizado para clínica dental, laboratorio, sala de cirugía, sala de emergencias, oftalmología, ginecología y vapor, hospital cosmético, etc., por médicos y profesionales.		



DIMENSIÓN

MODELO	TANDA PRO 18L
DIMENSIÓN EXTERNA CON PUERTA CERRADA	441 × 571 × 410 mm

Contenido de la Caja

- ✓ 1 equipo autoclave Tanda Pro 18 litros
- ✓ Manual del Usuario en español
- ✓ Certificado de Inspección
- ✓ Carta de garantía
- ✓ USB
- ✓ Cable de alimentación o cable de poder
- ✓ Rack circular metálico de 3 niveles
- ✓ 3 bandejas metálicas
- ✓ 1 manguera de desagüe
- ✓ 1 junta para la puerta de silicona (empaquete)
- ✓ Manija plástica para sacar bandejas

Especificación

Especificación básica

- ✓ Voltaje nominal: AC110V ~ 125V, 60HZ
- ✓ Potencia nominal: 1500VA,
- ✓ Fusible: 110V: F25AL
- ✓ Temperatura de funcionamiento: 5 ~ 40 °C
- ✓ Rango de presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa;
- ✓ El peso del tablero: 4000 N/m²
- ✓ Ruido: < 50db
- ✓ Capacidad máxima de una bandeja: 1000g
- ✓ La frecuencia de drenaje del agua: una vez al día, drene el agua una vez que encuentre "aguas residuales terminadas" durante el funcionamiento.
- ✓ La duración máxima del uso de la prueba de carga: 90 minutos

Cámara de Esterilización:

- ✓ Material: acero inoxidable (para medicina)
- ✓ Presión máx. de trabajo: 2,5 bar
- ✓ Presión mínima de trabajo: -0,9 bar
- ✓ Temperatura máx.: 145°C
- ✓ Volumen de la cámara: Φ245×352 mm
- ✓ Tamaño de carga: 198×204×285 mm
- ✓ Peso máx. de carga: 3,07 kg/cm²
- ✓ Presión / temperatura de trabajo: 1.10 ~ 1.30bar / 121 °C ~ 122 °C; 2,10 ~ 2,30 bar / 134 °C ~ 135 °C
- ✓ Volumen de agua para un ciclo: 0.35L ~ 0.4L
- ✓ Volumen de agua utilizado: 0.35L ~ 0.4L (350 ml - 400 ml)

Nota importante: Se debe utilizar agua destilada. La conductividad del agua debe ser menor o igual a 20 µS/cm (microsiemens).

Válvula de seguridad de vapor esterilizador

Presión de liberación de seguridad: 2,45 bar

Máximo. temperatura de trabajo: 160° C

Tanque de agua

Volumen del tanque de agua principal: 3.5L

PRECAUCIÓN: ¡El agua agregada al tanque de agua principal debe ser agua destilada!
La temperatura del agua debe ser inferior a 40 °C.

APROBADO POR:	NOMBRE:	PATRICIA RESTREPO OCHOA
	CARGO:	DIRECTORA TECNICA