



FICHA TÉCNICA

Versión: 0
Fecha: Febrero 1 de 2019
Código: FT-GT-082

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | TENAX FIBER TRANS | REF: | VARIAS | NOMBRE GENERICO: | POSTES ENDODÓNTICOS |
| DATOS GENERALES: | | | | | |
|  | | | PRESENTACION: | <ul style="list-style-type: none"> • TFF1 (15 POSTES, 3 BROCAS, 1 DESTORNILLADOR UNIVERSAL) • CAJA POR 10 UNIDADES (POUCH) | |
| | | | FABRICANTE: | COLTENE INC ESTADOS UNIDOS | |
| | | | IMPORTADO POR: | ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA | |
| | | | REGISTRO SANITARIO: | INVIMA 2016DM-0015667 | |
| | | | FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO: | 18 de Diciembre de 2026 | |
| | | | CLASIFICACION DE RIESGO: | IIa (Invasivo) | |
| | | | DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO: | | |
| COMPOSICION: | LOS POSTES ESTÁN HECHOS DE VIDRIO REFORZADO, FIBRA DE VIDRIO, RELLENO DE BOROSILICATO DE BARIO, BISFENOL GLICIDIL METACRILATO (BIS GMA), HDDMA, DIMETACRILATO DE URETANO (UDMA), SULFATO DE BARIO, 3 - (TRIMETHOXSILYL) PROPILO, METACRILATO, METACRILATO DE DIETILAMINOETOILO (DEAEMA), TPO, BHT, VAZ088, UV5411 , 4-METHOXYPHENOL | | | | |
| USOS: | LOS POSTES DE ENDODONCIA SE EMPLEAN EN PIEZAS DENTARIAS TRATADAS CON ENDODONCIA GRAVEMENTE FRACTURADAS PARA AYUDAR A RETENER Y SOPORTAR UNA ACUMULACIÓN DE MATERIAL DE RESTAURACIÓN, QUE REEMPLAZA LA ESTRUCTURA FALTANTE DEL DIENTE ANTES DE RESTAURAR LOS QUE TIENEN CORONAS. LOS POSTES FIBER WHITE ESTÁN INDICADOS CUANDO HAY CONSIDERACIONES ESTÉTICAS O EL PACIENTE ES ALÉRGICO A LOS METALES | | | | |
| APROBADO POR: | NOMBRE: | PATRICIA RESTREPO OCHOA | | | |
| | CARGO: | DIRECTORA TECNICA | | | |